

# Dosierassistent

patentiert

Einstellbare Dosierhilfe für Personen mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen zur Gewährleistung der präzisen Dosierung von Liquidas

- lieferbar als Ergänzung zu unserem umfassenden Sortiment an Dosierpipetten
- gibt dem Arzt/Angehörigen/Betreuer durch die Voreinstellung des Dosierassistenten die Möglichkeit eine exakte Dosierung und Medikamentenentnahme zu gewährleisten
- geeignet und entwickelt für Patienten mit Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten, z.B. Alzheimer-/Parkinsonpatienten
- Aufbringung einer Skalierung auf dem Dosierassistent auf Wunsch möglich, um den Gebrauch des Dosierassistenten möglichst anwenderfreundlich zu gestalten

# Dose assistant

patent

Adjustable dosing help for physical or mental disabled persons for the securing of a precise dosing of liquids

- deliverable in addition to our extensive assortment of dosing pipettes
- enables the doctor/kinsman/carer to guarantee the exact dosing and taking of medication by preadjustment of the dose assistant
- suitable and developed for patients with limited motor abilities, such as Alzheimer's or Parkinson's patients
- application of a scale on the dose assistant if requested is possible in order to make the use of the dose assistant as user-friendly as possible

## Handhabung:

- Dosierassistent auf den Bund des Pipettenkörpers aufstecken
- gewünschte Entnahmemenge mit Hilfe des roten Begrenzers am Dosierassistenten voreinstellen
- damit ist der Dosierassistent einsatzbereit; es kann nur noch die voreingestellte Menge mit der Dosierpipette entnommen werden

## Handling procedure:

- clipping of the dose assistant on the collar of the pipette body
- presetting of the requested issue quantity by help of the red clipper at the dose assistant
- thereby the dose assistant is ready for use
- only the pre-adjusted issue quantity can now be picked up with the dosing pipette

