


CR-Schutzkappe

CR-protective sheath



Passend für Pipetten mit einem Nenndurchmesser von 9,5, 11 und 13,6 mm.

Material: PE

Suitable for pipettes with a nominal diameter of 9.5, 11 and 13.6 mm.

Material: PE



Die CR-Schutzkappe findet Verwendung bei Flaschen mit CR-Verschluss, da in diesem Fall die Pipette nach jedem Gebrauch entnommen und außerhalb der Flasche aufbewahrt werden muss. Die Flasche kann dann mittels CR-Schraubkappe verschlossen werden. Üblicherweise werden diese Flaschen mit Abstreifer oder Adapter ausgestattet.

The CR-protective sheath is used with bottles with CR-closure as in this case the pipette has to be stored outside of the bottle after use. The bottle can then be sealed with the CR-closure after the dosing procedure. These bottles are usually equipped with a wiper or an adaptor.

Abb. 1
Fig. 1




Abb. 2
Fig. 2

